

HUMAN++++ PROTECTION



CUIDADOS

LIBERTAD

SEGURIDAD

Human Protection



Human Protection Headquarters



Human Protection B.V. ofrece productos y servicios 24/7 para cuidadoras y cuidadores que brindan la mayor libertad y seguridad posible, a la vez que abordan comportamientos inquietos y complejos en la atención médica.

En las instituciones sanitarias, los pacientes y residentes generan situaciones de riesgo que surgen de la inquietud. Por ejemplo, el riesgo de caídas, deambulación, de arrancar material médico, de agresiones (físicas), etc.

Reducir la inquietud, evitar las sujeciones físicas y utilizar las intervenciones menos restrictivas es la base de Human Protection B.V. y sus soluciones.

Human Protection ofrece soluciones para:



Dormir con seguridad



Neonatología y Pediatría



Riesgo de caídas



Interrupción de tratamiento



Deambulación






Tedio / Aburrimiento



Delirio



Agresión física



Índice

Dormir con seguridad	4		Dormir con seguridad
	5		The FeelSafe Go
	6		The FeelSafe Pro
	7		Micro-Cosmos Standard
Alternativas a la sujeción física	8		Mitty
	11		Splinty
Neonatología	12		Flexy Mini
	13		Wrappy
	13		Fixy Mini
	14		Blinky
Seguridad del paciente	16		Fixy
Prevención de caídas	18		FallSafe
	18		Socky

Para **Dormir con seguridad**

En esta sección:

- FeelSafe Go (cuidados domiciliarios y cuidados a largo plazo)
- FeelSafe Pro (hospital)
- Micro-Cosmos Standard (hospital y largo plazo)

Human Protection ofrece varias soluciones para crear un entorno seguro para dormir. Por ejemplo, las camas con dosel FeelSafe Go y FeelSafe Pro.

Una cama con **dosel**:

- Ofrece un entorno Seguro para dormir ;
- Ofrece Libertad de movimiento dentro del área del dosel;
- Ofrece un espacio de confinamiento pequeño (un ambiente como estar dentro de un caparazón) con menos estímulos externos que crea una sensación de seguridad, comodidad y protección

En consecuencia una cama con dosel podría



Reducir el uso de drogas psicotrópicas



Reducir el uso de sujeciones físicas



Una cama con dosel puede ser una solución para:

- Ancianos frágiles;
- Pacientes con comportamiento deambulatorio;
- Pacientes con alguna forma de desorientación aguda;
- Pacientes que están inquietos, agitados, ansiosos por alguna razón.

Con el uso de una cama con dosel podrías controlar mejor la inquietud, la desorientación, el comportamiento impulsivo, la agitación y los miedos del usuario.

Las camas con dosel se han implementado con éxito en los siguientes departamentos y ubicaciones:

- geriátricos
- psiquiatría
- neurología
- rehabilitación
- ortopedia
- oncología
- cuidados en casa
- cuidados paliativos
- unidades de ictus
- centros de día
- instituciones de discapacitados mentales



FeelSafe Go

La cama con dosel FeelSafe GO es la solución ideal para personas que necesitan un espacio pequeño y reducido con menos estímulos externos. A diferencia de nuestras otras camas con dosel, FeelSafe Go está diseñada para personas que no tienen un riesgo inmediato de caerse y que se consideran de bajo riesgo al levantarse de la cama por la noche. La altura de la cama es tan baja que el riesgo de lesiones tras un levantarse de forma involuntaria de la cama se reduce a cero. Los pacientes ya no se caen, sino que salen de la cama rodando o desliziéndose. Esta cama regulable en altura permite una atención ergonómica a la altura correcta, lo que garantiza la salud y la seguridad en el lugar de trabajo de todo el personal.

La cama FeelSafe Go – en resumen:

- Indicado en cuidados domiciliarios y a largo plazo
- Fabricado en 100% polyester lavable y resistente
- Cumple con los requisitos de seguridad contra incendios
- Sin sujeciones ni restricciones para el paciente
- Ajuste de altura eléctrico
- Con somier articulado eléctrico



Con semipuertas flexibles y separadas, para entrar y salir fácilmente



Información adicional

- Sin restricciones
- El usuario puede abrir desde dentro y desde afuera
- Accesible desde 1 lateral
- Posicionable a nivel del suelo

Especificaciones técnicas

- Equipada con somier articulado eléctrico
- Elevación de 7,1cm a 80cm (eléctrico)
- Dimensiones: 120cm x 89cm x 193cm
- Dimensiones superficie colchón: 90cm x 200cm
- Peso máximo del usuario: 170kg
- Altura de la barandilla: 50cm
- Dimensiones del dosel: 193cmx89cmx120cm

FeelSafe Pro

FeelSafe Pro ofrece un entorno de sueño seguro para pacientes inquietos y aquellos considerados de alto riesgo de caídas durante la salida de la cama sin supervisión. Esto incluye ancianos frágiles o muy desmejorados, con comportamiento deambulador o con alguna forma de desorientación o delirio. La cama **evita el uso de sujeciones mecánicas** y **se ha demostrado que reduce el uso de sedantes y fármacos psicotrópicos**. (["Tentbed voor dementiepatiënten met gedragsproblemen", Pieter W. Molleman](#)).

La cama FeelSafe Pro es accesible fácilmente para grúas elevadoras de pacientes y tiene la articulación necesaria para ofrecer unos cuidados de calidad.

La cama FeelSafe Pro – en resumen

- Accesible por todos los lados;
- Accesible para grúas elevadoras de pacientes;
- Ajuste de la altura eléctrico
- Con somier eléctrico articulado para más comodidad del paciente;
- Puertos de drenaje para cateteres o líneas intravenosas;
- Fácil de mover y desplazar



Información adicional

- Incluye colchón confort tamaño: 200 cm x 90 cm x 12 cm
- Incluye cubrecolchón
- Accesible por todos lados
- Altura regulable eléctricamente
- Estructura del dosel acolchada
- Palanca de RCP
- Equipado con todos los ajustes de la superficie de descanso
- Sistema de frenado centralizado
- Fácil de mover
- Equipada con batería para emergencias

Especificaciones técnicas

- Rango de elevación: 40 cm - 80 cm
- Dimensiones (posición más baja): 210 cm x 100 cm x 160 cm
- Dimensiones (posición más alta): 200 cm x 100 cm x 210 cm
- Dimensiones de la superficie de descanso: 90 cm x 200 cm
- Peso máximo del usuario: 165 kg

Micro-Cosmos Standard

Micro-Cosmos es una cúpula de cama ajustable que reduce los estímulos externos molestos en el entorno hospitalario.

Micro-Cosmos brinda una sensación de seguridad y privacidad y permite que los pacientes duerman mejor. Gracias al ajuste manual que es infinitamente variable, la cúpula se puede ajustar a cualquier posición abierta o cerrada requerida, según lo desee el usuario.

La cúpula Micro-Cosmos Standard – en resumen

- Se coloca fácilmente detrás de la cama;
- Reduce la luz y el sonido, lo que crea un ambiente relajante y brinda privacidad a los pacientes y residentes;
- El interior de Micro-Cosmos Standard está equipado con un sistema visual que genera tranquilidad para los pacientes.



Información adicional

- Fabricada en: plástico ABS, acero inoxidable,

Especificaciones

- Medidas abierta: 130cm x 121,5cm x 145cm
- Medidas plegada: 74,9cm x 121cm x 130cm
- Peso: 45kg

Alternativas a la sujeción mecánica

Manoplas de seguridad



Las manoplas de seguridad se utilizan como una solución alternativa menos restrictiva para pacientes que se considera que corren riesgo de interrumpir tratamientos médicos que les salvan la vida, pacientes que se considera que corren riesgo de que se arranquen la línea ultravenosa, lo que puede impedir el control de los signos vitales, y pacientes que muestran un comportamiento de automutilación.

Mitty Therapy



- Esta manopla mantiene a los pacientes ocupados gracias a un relleno de perlas de poliestireno.
- Puede funcionar como un alivio del estrés y ayuda a controlar la inquietud.
- La manopla se cierra con un cierre de velcro.
- Este modelo se utiliza principalmente en departamentos de rehabilitación, geriatría y/o neurología.
- Para un sólo paciente, desechable una vez utilizada

Mitty Secure



- Esta manopla tiene doble acolchado en ambos lados y un cierre de velcro doble para mayor seguridad.
- Este modelo se utiliza principalmente en geriatría, unidades de cuidados intensivos, unidades de accidentes cerebrovasculares, unidades de rehabilitación y/o neurología.
- Al unir los dos cierres de velcro uno contra el otro, a los pacientes les resulta muy difícil quitarse el guante.
- Un solo paciente, múltiples usos.
- Lavable a 60 °C.

Información para comprar Manoplas					
Model	Size (cm)	Pair/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Mitty Therapy	27 x 22	25	42 x 35 x 50	4,1kg	MKK-DIS001
Mitty Secure	34 x 21	15	42 x 35 x 50	5,1kg	MKK-DIS002

Mitty Care



- Gracias a la abertura de inspección, se puede revisar fácilmente la mano de vez en cuando sin tener que quitar la manopla.
- La abertura de inspección permite una fácil aplicación.
- Se puede cerrar con cierre de velcro.
- Este modelo se utiliza principalmente en la unidad de cuidados intensivos, la unidad de accidentes cerebrovasculares, la unidad de rehabilitación y/o la unidad de neurología.
- Un solo paciente, múltiples usos.
- Lavable a 60 °C.

Mitty Air



- Esta manopla tiene separadores de dedos y una muñequera acolchada y cómoda con red en la parte superior de la mano.
- La red permite que la mano respire y permite la colocación de vías intravenosas.
- La separación cosida entre los dedos evita que la mano gire dentro.
- Se cierra con una hebilla de liberación rápida y un cierre de velcro.
- Este modelo se utiliza principalmente en la unidad de cuidados intensivos, la unidad de accidentes cerebrovasculares, la unidad de rehabilitación y/o la unidad de neurología.
- Un solo paciente, múltiples usos.
- Lavable a 60 °C.

Información para comprar Mitts					
Model	Size (cm)	Pair/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Mitty Care	30 x 21	15	42 x 35 x 50	5,55kg	MKK-DIS004
Mitty Air	25 x 18	15	42 x 35 x 50	3,8kg	MKK-DIS005

Mitty Mini

Estas manoplas pediátricas se utilizan como una solución alternativa menos restrictiva para bebés, niños pequeños y niños que se considera que corren el riesgo de interrumpir tratamientos médicos que salvan vidas, evitan que estiren de las vías intravenosas u otros elementos, lo que puede impedir el control de los signos vitales, y para niños que presentan un comportamiento automutilante.

Las manoplas pediátricas de Human Protection están hechos de tejido orgánico que los hace muy suaves y, por lo tanto, muy cómodos de usar.



- Rellena de fibra con doble acolchado.
- Cierre con velcro.
- Las manoplas se pueden abrir para facilitar los controles sin necesidad de quitarlas.
- Un solo paciente, múltiples usos.
- Lavable a 60 °C.



Small	0-1 años
Medium	1-3 años
Large	3-7 años

Información para comprar Mitty Mini					
Model	Size (cm)	Pair/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Mitty Mini Small	8,9	10	42 x 35 x 50	4,75kg	MKK-PM-S
Mitty Mini Medium	10,2	10	42 x 35 x 50	4,35kg	MKK-PM-M
Mitty Mini Large	16,5	10	42 x 35 x 50	4,35kg	MKK-PM-L

Safety splint



Esta férula de seguridad está destinada a pacientes que corren el riesgo de interrumpir tratamientos médicos que les salvan la vida (por ejemplo, si estiran de los tubos de forma crónica), pacientes que corren el riesgo de estirar y quitarse las vías, lo que puede impedir el control de los signos vitales, y pacientes que presentan un comportamiento autolesivo.

La férula restringe el rango de movimiento del codo. Por lo tanto, el paciente no puede alcanzar las cánulas o las vías vitales ni interrumpir el tratamiento. La férula se considera una restricción menos restrictiva, ya que el paciente aún puede mover el brazo.

Splinty



- Forro 100 % algodón.
- Superficie exterior transpirable.
- Fácil y seguro gracias a sus cierres de velcro y pinzas de plástico.
- Se sujeta a la manga del paciente para evitar que se deslice.
- También proporciona protección para las vías intravenosas.
- Este modelo se utiliza principalmente en unidades de cuidados intensivos, unidades de accidentes cerebrovasculares, unidades de rehabilitación y/o neurología.
- Un solo paciente, multiples usos.

Información para comprar Splinty					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Splinty Small	28 x 37	25	42 x 35 x 50	3,45kg	MKK-SL-S
Splinty Medium	30 x 47	20	42 x 35 x 50	3,65kg	MKK-SL-M
Splinty Large	36 x 64	12	42 x 35 x 50	3,30kg	MKK-SL-L

Neonatología

Flexy Mini



- Durante la aplicación de la cánula intravenosa, la placa evita el movimiento de la muñeca o el tobillo
- Puede moldearse de distintas formas para brindar un soporte óptimo.
- La superficie estructurada de algodón es muy suave y absorbe el sudor.
- Las cintas de conexión y el cierre de velcro permiten fijar la placa de forma segura al tobillo o la muñeca.
- Desechable.



Información para comprar Flexy Mini					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Flexy Mini Small	3 x 8,5	600	35 x 52 x 63	8,1kg	MKK-BLB-S
Flexy Mini Medium	4 x 10	600	35 x 52 x 63	9,65kg	MKK-BLB-M
Flexy Mini Large	4,3 x 12,3	600	35 x 52 x 63	10,75kg	MKK-BLB-L

Wrappy



- Reemplaza la cinta adhesiva para asegurar todos los modelos de transductores ópticos flexibles o sensores de sonda.
- Sujeta el sensor con firmeza para evitar la desalineación de los componentes ópticos, al mismo tiempo que bloquea la luz ambiental excesiva.
- La envoltura de espuma suave sin adhesivo no se pega a la piel, lo que permite una fácil aplicación o remoción y ayuda a preservar la piel delicada.
- La capa de algodón en el interior es muy cómoda y suave para la piel.
- El diseño universal se adapta a un pie neonatal, un dedo del pie de un bebé, un dedo pediátrico o un dedo de un adulto.
- También se puede cortar para adaptarse a cualquier longitud.
- Desechable

Información para comprar Wrappy					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Wrappy Small	2 x 10	600	36 x 52 x 63	5,0kg	MKK-POW001
Wrappy Medium	3 x 12	600	36 x 52 x 63	5,45kg	MKK-POW002

Fixy Mini



- Para pacientes pediátricos que interrumpen el tratamiento médico tirando de su vía intravenosa o catéter, o que son propensos a autolesionarse.
- Para tobillo y muñeca.
- El tejido absorbe el sudor de la piel.
- Correa doble con cierre de velcro para un ajuste fácil.
- Desechable.



Información para comprar Fixy Mini					
Model	Size (cm)	Pair/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Fixy Mini Small	11 x 3	288	36 x 52 x 63	6,3kg	MKK-BLH001
Fixy Mini Large	18 x 4	288	36 x 52 x 63	7,15kg	MKK-BLH002

Blinky protector de ojos

La fototerapia es el tratamiento más común para reducir los niveles elevados de bilirrubina que causan ictericia en los recién nacidos. El objetivo es exponer la piel del bebé a la mayor cantidad de luz posible para descomponer la bilirrubina. Se cubren los ojos del bebé para proteger la capa nerviosa de la parte posterior del ojo (retina) de la luz brillante.

- Para neonatos que reciben fototerapia.
- Protege de los rayos UV hasta 500 Nm.
- La superficie interior de algodón absorbe el sudor.

Blinky Premium



- El material especial de la almohadilla para los ojos bloquea la luz dañina para los ojos, mientras que el diseño de la banda para la cabeza permite que la luz de fototerapia llegue a la cabeza del bebé.
- Se mantiene firmemente en su lugar gracias al diseño en forma de Y.
- La banda es 77 % translúcida.
- 99,92 % de protección ocular.

3 tallas:

- **pequeña**
- **mediana**
- **grande**



Blinky Adhesive



Las patillas adhesivas no irritantes y no alérgicas se adhieren bilateralmente a las sienes del bebé.

3 tallas:

- pequeña
- mediana
- grande



Blinky Mask



- Modelo de dos piezas que cubre la nuca.
- Ajustable a cualquier cabecita.



Blinky Classic



Este modelo clásico se fija mediante una banda adicional en la parte superior de la cabeza.

3 tallas:

- pequeña
- mediana
- grande



Información para comprar Blinky					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Blinky Classic Small	25	600	35 x 52 x 63	5,7kg	MKK-PEC-S
Blinky Classic Medium	31	600	35 x 52 x 63	7,15kg	MKK-PEC-M
Blinky Classic Large	33	600	35 x 52 x 63	7,50kg	MKK-PEC-L
Blinky Adhesive Small	12	600	35 x 52 x 63	4,5kg	MKK-PEA-S
Blinky Adhesive Medium	17	600	35 x 52 x 63	5,95kg	MKK-PEA-M
Blinky Adhesive Large	20	600	35 x 52 x 63	6,05kg	MKK-PEA-L
Blinky Mask	18 + 25	600	35 x 52 x 63	8,0kg	MKK-PEM
Blinky Premium Small	24	600	35 x 52 x 63	6,2kg	MKK-PEY-S
Blinky Premium Medium	28	600	35 x 52 x 63	6,65kg	MKK-PEY-M
Blinky Premium Large	33	600	35 x 52 x 63	7,15kg	MKK-PEY-L

Seguridad del Paciente

Fixy muñequeras



Fixy QR2 Muñequera

- Para pacientes que se considera corren el riesgo de interrumpir un tratamiento que les salve la vida o cuyo rascado, tirón, rasguño o descamación agrava una afección cutánea, provoca autolesión o compromete la integridad de la herida.
- Tejido suave acolchado para mayor comodidad.
- Cierre inicial con velcro para mayor seguridad.
- Se fija a la cama con hebillas de liberación rápida.
- La correa rodea la muñequera y evita la fricción y, por lo tanto, la irritación de la piel.
- Este modelo se utiliza principalmente en las unidades de cuidados intensivos y de accidentes cerebrovasculares.
- Desechable.




Fixy con 1 correa Fixy con 2 correas Muñequera suave con una o dos correas


- Para pacientes que se considera que corren el riesgo de interrumpir un tratamiento que les salve la vida o cuyo rascado, tirón, rasguño o descamación agrava una afección cutánea, provoca autolesión o compromete la integridad del sitio de la herida.
- Al separar las dos correas de sujeción (procedimiento triangular), se limita el rango de movimiento del paciente en situaciones de alto riesgo.
- Este modelo se utiliza principalmente en las unidades de cuidados intensivos y de accidentes cerebrovasculares.
- Desechable.

Información para comprar muñequeras Fixy					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Fixy QR2	27	50	42 x 35 x 50	6,25kg	MKK-QR2
Fixy SS	30	35	39 x 25 x 32	3,5kg	MKK-SS
Fixy DS	30	35	39 x 25 x 32	3,5kg	MKK-DS

Fixy banda para fijar la cánula traqueal



- Fácil de usar y colocar con sus bandas de velcro.
- Se puede utilizar con cualquier tamaño y modelo de cánula
- La superficie de la piel absorbe el sudor.
- Desechable.



Información para comprar Fixy					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Ordercode
Fixy TCH Small	23	600	36 x 52 x 63	5,55kg	MKK-TCH-S
Fixy TCH Medium	44	600	36 x 52 x 63	6,25kg	MKK-TCH-M
Fixy TCH Large	56	600	36 x 52 x 63	6,8kg	MKK-TCH-L

Prevención de caídas

FallSafe colchoneta contra caídas



- Absorbe entre el 40 % y el 75 % del impacto de una caída.
- Los pacientes pueden pisarla y subir y bajar fácilmente.
- La espuma de alta densidad proporciona equilibrio al caminar o pisar la colchoneta.
- Plegable, con agarre para un fácil almacenamiento.
- Fácil de limpiar.
- La parte inferior antideslizante mantiene la colchoneta en su posición.
- Los bordes no se curvan, por lo que la colchoneta anticaídas permanece plana sobre el suelo.
- Cumple con los requisitos de seguridad contra incendios.

Información para comprar FallSafe					
Model	Size (cm)	Piece/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
FallSafe Fall mat	182 x 98 x 2,5	1	98 x 66 x 10	3,1kg	HPVM001

Socky calcetines antideslizantes



- Para Pacientes que requieren calzado antideslizante.
- 80% algodón, 20% poliéster.
- Material transpirable y elástico.
- Zona de goma antideslizante en ambos lados.
- Disponible en 2 colores.
- 3 tamaños:
- Pequeño: 35 a 38
- Mediano: 39 a 42
- Grande: 43 a 46
- Sin látex.
- Desechable.

Información para comprar Socky					
Model	Size	Pair/box	Box size (cm)	Box weight	Order code
Socky Green Small	35 - 38	50	40 x 30 x 30	4,35kg	MKK-FRS-SG
Socky Green Medium	39 - 42	50	40 x 30 x 30	4,35kg	MKK-FRS-MG
Socky Green Large	43 - 46	50	40 x 30 x 30	4,35kg	MKK-FRS-LG
Socky Yellow Small	35 - 38	50	40 x 30 x 30	4,35kg	MKK-FRS-SY
Socky Yellow Medium	39 - 42	50	40 x 30 x 30	4,35kg	MKK-FRS-MY
Socky Yellow Large	43 - 46	50	40 x 30 x 30	4,35kg	MKK-FRS-LY

HUMAN+ PROTECTION

Para más información visite la web del fabricante:

<https://www.humanprotection.nl/en/>

O la web del Agente para España, Portugal y países de habla hispana

<https://www.solucionesparalacontencionterapeutica.es/>

HUMAN+
PROTECTION



Droogdokkeneiland 4
5026 SR Tilburg, The Netherlands

t +31 (0)13 - 536 38 07

e info@humanprotection.nl
w www.humanprotection.nl/en/